

NK 细胞分选试剂盒，人(92-01-0085)

[组分]

1 mL 人 NK 细胞生物素抗体混合物：针对 NK 细胞不表达的抗原的生物素结合单克隆抗人抗体混合物。

2 mL 人 NK 细胞磁珠混合物：单克隆抗体偶联的磁珠混合物。

[规格] 可分选 10^9 个细胞总量。

[保存形式] 所有组分储存在含有稳定剂和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中。

[储存条件] 2 - 8 °C 避光保存，请勿冷冻。有效期见试剂外标签。

[试剂和仪器要求]

- 缓冲液： 配制含有 pH 7.2 PBS、0.5% 牛血清白蛋白（BSA）和 2 mM EDTA 的溶液。将缓冲液置于 2-8 °C。使用前对缓冲液进行脱气处理，因为空气气泡可能会堵塞分选柱。
- 分选柱和分选器。
- (可选) 预分离过滤器去除细胞团块。

[步骤]

一、磁珠标记

▲ 快速工作，保持细胞低温，并使用预冷溶液，可以减少细胞的非特异性标记。



▲ 下面给出的磁珠标记规模为 10^7 个细胞总量。当处理少于 10^7 个细胞时，使用与指示相同的试剂体积。当处理较高的细胞数时，相应地扩大所有试剂体积和总体积(例如，对于 2×10^7 总细胞，使用所有指示试剂体积和总体积的两倍体积)。

▲ 为了获得最佳性能，在磁标记之前获得单细胞悬浮液是很重要的。

1. 细胞计数。
2. 每 10^7 个细胞总量使用 40 μL 缓冲液重悬。
3. 每 10^7 个细胞总量添加 10 μL NK 细胞生物素抗体混合物。
4. 混匀，2-8 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 5 分钟。
5. 每 10^7 个细胞总量添加 30 μL 缓冲液。
6. 每 10^7 个细胞总量添加 20 μL NK 细胞磁珠混合物。
7. 混匀，2-8 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 10 分钟。
8. 进行细胞分选步骤。

▲注:磁选的最小体积要求为 500 μL 。如有必要，在细胞悬液中加入缓冲液。

二、细胞分选

▲ 始终等到分选柱储液器排空后再进行下一步操作。

xM 或 xL 分选柱进行细胞分选

1. 将分选柱置于相对应的分选器中。
2. 用适当体积的缓冲液润洗分选柱：

xM: 500 μL

xL: 3 mL



3. 将细胞悬液转移至分选柱中。收集流出的未标记细胞，代表的是富集的 NK 细胞。

4. 加适量的缓冲液，收集总流出物，和第三步的流出液混合。

xM: 500 μ L

xL: 3 mL

5. （可选）将分选柱从分选器中取出，并将其放在合适的收集管上。加适量的缓冲液到分选柱中，迅速用塞子推下，得到就是磁性标记的非 NK 细胞。

xM: 1 mL

xL: 5 mL