



抗细胞结团剂（100X）

【产品描述】

抗细胞结团剂是一种浓缩型液体试剂，其可以减少细胞结团，有助于在悬浮培养中获得更高的活细胞密度。抗细胞结团剂是一种温和、非动物源性且化学成分确定的制剂，不含蛋白质、酶、水解物或未知成分的组分。抗结团试剂可用于多种悬浮细胞培养，如 CHO、HEK293 和昆虫细胞等。

本产品使用注射用水配制，经过 0.1 μm 滤膜过滤除菌。

【产品信息】

货号	名称	规格
91-05-0059	抗细胞结团剂（100X）	10mL

【保存条件】

2~8℃避光保存，一年有效。

【使用说明】

试剂为 100 $\times$ ，工作液为 1 $\times$ 。如配制 100 mL 工作液，可取浓缩液试剂 1ml 分别加至 100mL 培养基中。

【注意事项】

本产品仅供科研和生产使用，用于组织和细胞的体外培养，禁止临床使用。