



## 高糖 DMEM 培养基(含 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠)

### 【产品描述】

DMEM (Dulbecco's modified eagle medium) 是一种含各种氨基酸和葡萄糖的培养基, 在 MEM 培养基的基础上研制而成, 分为高糖型和低糖型。本产品含 4.5g/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺、酚红、丙酮酸钠, 不含 HEPES。广泛应用于疫苗生产和各种初代病毒宿主细胞的培养, 如 A9、3T6、BALB/3T3、COS-1、COS-3、COS-7、L6、WEHI-3b 等细胞系的培养。

本产品使用注射用水配制, 经过 0.1  $\mu\text{m}$  滤膜过滤除菌。

### 【产品信息】

| 货号         | 名称                          | 规格    |
|------------|-----------------------------|-------|
| 91-02-0028 | 高糖 DMEM 培养基 (含 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠) | 500mL |

### 【保存条件】

2~8°C, 避光保存, 一年有效。

### 【使用说明】

常规培养时需添加 10%胎牛血清。全程无菌条件下操作。

培养条件: 需要在含 5~10%的二氧化碳培养箱中培养细胞。

### 【注意事项】

本产品仅供科研和生产使用, 用于组织和细胞的体外培养, 禁止临床使用。