

## CD28功能抗体，小鼠(92-01-0321)

### [组分]

CD28 功能抗体，小鼠

[规格] 100 µg in 1 mL。

[产品形式] 抗体在 pH 值为 7.2 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 中供应。产品不含防腐剂，经无菌过滤。请务必在无菌条件下处理。

[内毒素水平] 经检测，内毒素含量不超过 0.01 纳克/微克蛋白质。

[储存条件] 2 - 8 °C 避光保存，请勿冷冻。有效期见试剂外标签。

[克隆号] 37.51

[克隆类型] 单克隆

[亚型] 仓鼠 IgG2λ

[宿主] 仓鼠

[抗体类型] 一抗，功能级抗体

[种属反应性] 小鼠

[抗原] CD28

[抗原的替代名称] T44, Tp44

[抗原分子量[kDa]] 23

[抗原分布] B 细胞，T 细胞，淋巴细胞，浆细胞，胸腺细胞

## [应用]

### 功能测试

功能测试类型：T 细胞与 CD2 和 CD3 抗体的体外活化和扩增。