



DMEM/F-12 (1:1) 培养基(含 L-谷氨酰胺和 HEPES 缓冲液)

【产品描述】

DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium: F-12) 是一种基础培养基, 本产品含 4.5 g/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺、酚红和 HEPES, 常用于哺乳动物细胞的培养, 如成纤维细胞、MDCK、神经胶质细胞、人内皮细胞和大鼠成纤维细胞。该培养基是 DMEM 与 Ham's F-12 的 1: 1 混合物, 具备了 DMEM 的高浓度葡萄糖、氨基酸和维生素与 F-12 的多种成分。

本产品使用注射用水配制, 经过 0.1 μ m 滤膜过滤除菌。

【产品信息】

货号	名称	规格
91-02-0033	DMEM/F-12 (1:1) 培养基(含 L-谷氨酰胺和 HEPES 缓冲液)	500mL

【保存条件】

2~8°C, 避光保存, 一年有效。

【使用说明】

- 1.使用时添加 10%胎牛血清;
- 2.注意全程无菌操作;
- 3.需要在含 5~10%的二氧化碳培养箱中培养细胞。

【注意事项】

本产品仅供科研和生产使用, 用于组织和细胞的体外培养, 禁止临床使用。